

Levegőkezelés

Házi diagnosztika

Ízületvédelem

Fitness

Terápiás készülékek

Masszázs

Vivamax online akciós ajánlatok

2024.11.07 – 11.30-ig.

Keresse az akcióban résztvevő webáruházakban, részletek a 2. oldalon!

“AirMask” hordozható mesh inhalátor

Bővebben
a 5. oldalon.



Szuper ár!

19.990 Ft

“Flame” aromadiffúzor sókristályokkal

Bővebben
a 7. oldalon.



13.990 Ft

Egyensúlyozó palló

Új!

Bővebben
a 21. oldalon.



11.990 Ft

T3 kombinált TENS és EMS készülék

Bővebben
a 10. oldalon.



19.990 Ft

Deluxe univerzális masszírozó akkumulátorral

Bővebben
a 13. oldalon.



Szuper ár!

24.990 Ft

Multifunkciós ultrahangos párástító

Bővebben
a 6. oldalon.



-28% Szuper ár!

19.990 Ft

Mozgásfejlesztés és törzsizom erősítés kicsiknek és nagyoknak!



Olvasson tovább a **Vivamax Egészség blogban**
az egyensúlyfejlesztés fontosságáról!



Lapozzon a 20-21. oldalra!



Vásároljon itt!

biosziget.hu – Biosziget Webáruház

egeszsegmed.hu – Alba-Herb Kft.

gyogyaru.hu – ProMed

gyogyaszati-aruhaz.hu – Röntgen Kft.

gyogyseged.hu – Gyógysegéd.hu

harmoniaigyogyaszat.hu – Harmónia Gyógyászat

msegeszsegtar.hu – MediShop Egészségtár

szentrokusshop.hu – Szent Rókus Gyógyászati Pont

thauma.hu – Thauma

vitalcafe.hu – VitalCafé

webpapir.hu – Webpapír

websale.hu – WebSale

vivamax.hu – Vivamax Márkabolt



Salvus gyógyköd megelőzésre és légúti problémák esetére!

VIVAMAX

A Salvus gyógyvizet az emésztésre gyakorolt jótékony hatása miatt leggyakrabban ivókúráként fogyasztják, de egyre elterjedtebb az inhalációs célú felhasználása is, különösen gyermekek esetében.

- Ön hallott már a Salvus gyógyköd légutakra gyakorolt jótékony hatásairól?
- Esetleg szívesen kipróbálná otthonában, de nem tudja, hogyan fogjon neki?
- Tudta, hogy a Salvus gyógyvíz csak speciális párasító készülékekkel használható?

Képezzen otthon Salvus gyógyködöt az ár-érték arányban verhetetlen Salty-Air ultrahangos párasítókkal!

Salvus gyógyköd = magas oldott ásványi anyag tartalommal bíró gyógyvíz a légutak egészségének megőrzésére

- ✓ Torokfájás esetén
- ✓ Reggeli rekedtség és hangszálgulladás enyhítésére
- ✓ Nátha és megfázásos tünetek enyhítésére
- ✓ Köhögés csillapítására
- ✓ Letapadt váladék lazítására
- ✓ Nyálkahártya természetes védekező képességének erősítésére
- ✓ Az immunrendszer optimális működésének támogatására



Salty-Air "Prémium" ultrahangos párasító

2 év garancia

VIVAMAX - GYVH48

29.990 Ft
Jav. fogy. ár:
33.990 Ft

3 in 1

- ✓ Vízrel
- ✓ Salvus gyógyvízzel
- ✓ Illóolajokkal is használható!

Salvus gyógyvízzel is használható

Szemléletes digitális kijelző

Időbeállítási lehetőség

Beállítható a kívánt páraszint

Távírányítóval is vezélhető

Illóolajjal is használható

Hangulatos LED világítás

- Antibakteriális víztartály
- Víztartály kapacitás: 3,6 L
- Szabályozható intenzitás
- Párakibocsátás: 250 ml/óra
- Ajánlott helyiségméret: max. 30 m²

Kapcsolódó ajánlatunk

Salvus gyógyvíz-1,5L
SALVUS - GYSALV-VÍZ

+50 visszaváltási díj



1.290 Ft/db
860 Ft/liter



A termékcsalád további tagjai elérhetőek 17.990 Ft-tól!



Salty-Air párasító összehasonlító táblázatunkat megtalálja a Vivamax.hu oldalon!



"AirMask" hordozható MESH inhalátor

VIVAMAX - GYV29



VIVAMAX

A gyermeke imádni fogja, mert

✓ A készülék közvetlenül az arcra „rögzíthető”

✓ Használat közben szabad mozgást biztosít

✓ Extra csendes és könnyű (mindössze 57g)

✓ Akár járás közben is használható

- Átlagos szemcseméret: 2,5 µm (MMAD)
- Porlasztási kapacitás: 0,15 ~ 0,9 ml/perc
- Felnőtt- és gyerekmaszkkal

Salvus gyógyvízzel is használható!



Rugalmas arcmaszk

Gyógyszertartály

Akkumulátor

Szilikon rögzítő szálak



-33% Szuper ár!

19.990 Ft

Jav. fogy. ár:
29.990 Ft

Kompresszoros inhalátor

VIVAMAX - GYV15

Igényes hordozótáska a praktikus tároláshoz!

- Zajszint: < 58 dB
- Porlasztási kapacitás: ≥ 0,2 ml/perc
- Átlagos szemcseméret: kb. 2µm
- Salvus gyógyvízzel is használható

Tartozékok:

tárolótáska
gyógyszeradagoló
felnőttmaszk
gyermekmaszk
szájszutor
orrsonda
tartalék szűrő
(5 db)



15.990 Ft

Jav. fogy. ár:
17.990 Ft



Kompresszoros inhalátor - teknős

VIVAMAX - GYV13

Gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt!

- Zajszint: < 57 dB
- Porlasztási kapacitás: ≤ 0,2 ml/perc
- Átlagos szemcseméret: 2 µm
- Salvus gyógyvízzel is használható

Tartozékok:

gyógyszeradagoló
felnőttmaszk
gyermekmaszk
szájszutor
orrsonda
tartalék szűrő (5 db)



15.990 Ft

Jav. fogy. ár:
17.990 Ft

További gyerekbarát
kompresszoros inhalátorok:



Mi alapján válasszunk inhalátort?

Minden inhalátor használható
Salvus gyógyvízzel?

További hasznos tartalmainkat keresse a **Vivamax Egészség blogon!**






Multifunkciós ultrahangos párasító




VIVAMAX – GYVH59

2 év
garancia

VIVAMAX

- Szabályozható pára kibocsátás: 3 intenzitásfokozat
- Nagy méretű, antibakteriális hatású víztartály: 5 liter
- Ajánlott helyiségméret: max. 35 m²
- Extra csendes működés: kevesebb, mint 35 dB
- Automatikus kikapcsolás alacsony vízszint esetén
- Digitális kijelző érintőgombokkal

-  Aromaterápiás opció
-  Intenzív pára kibocsátás: max. 300 ml/óra
-  Automatikus üzemmód: beállítható a kívánt páraszint

-  Időzítő funkció: 1, 2, 4, 8 óra működési idő
-  Negatív ion funkció
-  Éjszakai üzemmód

5 literes
víztartály

LED kijelző érintőgombokkal



29.990 Ft
Jav. fogy. ár:
33.990 Ft

Multifunkciós ultrahangos párasító

VIVAMAX – GYVH60

2 év
garancia

- Intenzív pára kibocsátás: max. 250 ml/óra
- Szabályozható pára kibocsátás
- Antibakteriális hatású víztartály: 3,2 liter
- Ajánlott helyiségméret: max. 30 m²
- Extra csendes működés: kevesebb, mint 35 dB
- Automatikus kikapcsolás alacsony vízszint esetén

-28% Szuper ár!

9.990 Ft

Jav. fogy. ár:
13.990 Ft



Multifunkciós ultrahangos párasító

VIVAMAX – GYVH58

2 év
garancia

- Időzíthető működés (1-12 óra), extra csendes
- Beállítható az elérni kívánt páraszint
- 3,2 literes víztartály antibakteriális tulajdonsággal
- Kényelmes és egyszerű feltöltés, biztonsági tetővel
- Memória: megjegyzi az utoljára használt beállítást
- Intenzív pára kibocsátás: max 250 ml/óra
- Aromaterápiára alkalmas
- UV fény funkció
- Ajánlott helyiségméret: 30 m²

Közvetlen a vízhez
adhatja kedvenc
illóolaját!

-28% Szuper ár!

19.990 Ft

Jav. fogy. ár:
27.990 Ft



„Flame” Aromadiffúzor sókristályokkal

VIVAMAX – GYVH55

- Fény- és szinterápia: 4 féle választható színű LED fény – kiválasztható csak a sókristály tálca megvilágítása
- Akár éjszakai fényként is használható, de a LED világítás ki is kapcsolható
- Időzíthető működés: 1, 3 vagy 6 óra
- Természetes himalájai sókristályokkal
- Víztartály: 250 ml – akár 7-8 órás folyamatos működés
- Párakibocsátási kapacitás: 15-25 ml/óra
- USB töltőkábel (adapter nem tartozék)

2 év
garancia

VIVAMAX

13.990 Ft

Jav. fogy. ár:
15.990 Ft



Nézze meg a diffúzort működés közben! Videó a termékoldalon.



„Zen Spa” wireless aromadiffúzor

VIVAMAX – GYVH50W

2 év
garancia

- „Waterless” technológia: víz nélküli használat
- Kényelmes használat: porlasztás közvetlenül az illóolaj saját üvegéből
Tartozék 2 db 15 ml-es aromatartó üveg az illóolajok áttöltéséhez
- Beépített akkumulátor: egy feltöltéssel akár 26 órás üzemidő
- Fény- és szinterápia: kikapcsolható vagy tetszőlegesen választható 9 féle LED fény
- Szabályozható intenzitás: 3 fokozatban, igény szerint állítható aroma kibocsátás
- Hordozható, akár autóban is használható

„EasyFill”
technológia
– egyszerűen az
üvegre csavarható
porlasztófejjel!



Vezeték nélküli kivittel!



-26% Szuper ár!

19.990 Ft

Jav. fogy. ár:
26.990 Ft

A „ZenSpa” készülékeket bemutató videónk és további hasznos tartalmak megtekinthetők a Vivamax Egészség Youtube csatornán!



„Koala” ultrahangos illóolaj párologtató

VIVAMAX – GYVH54

2 év
garancia

Maximális aromaterápiás hatás a gyerekszobában!

- 2az1-ben: aromadiffúzor és éjszakai fény
- Kellemes, meleg fényű LED világítás kétféle erősséggel
- Szabályozható intenzitás, csendes működés
- 160 ml-es víztartály: akár 12-14 órás folyamatos működés
- USB töltőkábel (adapter nem tartozék)

9.990 Ft

Jav. fogy. ár:
11.990 Ft

Éjszakai
fény
funkcióval!



Természetes Vivamax illóolajok 100% tisztasággal

VIVAMAX – GYVI...

100%
TISZTASÁG

1.490 Ft-tól



Használjon kifejezetten gyerekeknek kifejlesztett illóolaj keveréket: Hapci, Kuc-Kuc, Immunmanó! További hasznos információk a Vivamax Egészség blogon!



Winix T800 „WIFI” okos légtisztító **Új!**

WINIX - GYWT800

- Négy szintű levegőtisztítás
- PlasmaWave technológia
- HEPA és aktív szén szűrő
- **SMART** applikációval és **WIFI** alapú távoli vezérléssel
- Levegőtisztítási sebesség érzékelő
- Vizuális levegőtisztítási szint kijelző



Baktériumok



Penész



Pollen



Por



Illékony szerves vegyület



Állati szőr/bőrdarabka



Szagok



Haj/szór-részecske

WINIX

WIFI alapú távoli vezérléssel



Bevezető ár!

119.990 Ft

Termékbemutató videó



Winix Zero légtisztító

WINIX - GYWZ

- Négy szintű levegőtisztítás
- PlasmaWave technológia
- HEPA és aktív szén szűrő
- Levegőtisztítási sebesség érzékelő
- Vizuális levegőtisztítási szint kijelző



Szűrőbetét szett (GYWZS): **17.990 Ft**



Szuper ár!

79.990 Ft

Jav. fogy. ár:
99.990 Ft

Winix Zero Compact légtisztító

WINIX - GYWZC

- Négy szintű levegőtisztítás
- PlasmaWave technológia
- HEPA és aktív szén szűrő
- Levegőtisztítási sebesség érzékelő
- Vizuális levegőtisztítási szint kijelző



Szűrőbetét szett (GYWZCS): **14.990 Ft**



59.990 Ft

Jav. fogy. ár:
64.990 Ft

Winix légtisztító termékbemutató videóink a **Vivamax Egészség** csatornán!



Aquaria 20 „WIFI” okos páramentesítő készülék

OLIMPIA
SPLENDID - GYOA20
HOME OF COMFORT

**Komplett levegőkezelő készülék: beépített légtisztító rendszerrel,
WIFI alapú távoli vezérléssel és nagy hatékonyságú páraelszívó kapacitással!**

- Olasz formatervezés, klasszikus elegancia
- Párátlanítási kapacitás: 20 liter/24 óra
- Három lépcsős légtisztítás: HEPA szűrő (99,97%-os hatékonyság, 3 mikron méretig), tisztítható porszűrő és aktívszén szűrő
- Vízartály: 5 liter (tömlőn át történő páraelvezetésre is van lehetőség)
- Érintő gombos kezelőfelület
- Távoli vezérlési lehetőség WIFI csatlakozással és SMART applikációval
- Ruhaszárító mód
- Időzíthető működés és gyerekzár
- Maximum légáram: 170 m³/óra
- Extra csendes működés, szinte észrevétlen

WIFI alapú távoli vezérléssel



3 év
garancia

35m²



Ajánlatunk!

99.990 Ft



Aquaria 10 „Basic” páramentesítő készülék

OLIMPIA
SPLENDID - GYOA10
HOME OF COMFORT

Praktikus és könnyen kezelhető

- Párátlanítási kapacitás: 10 liter/24 óra
- Kétszintű légtisztítás: porszűrő és aktívszén szűrő
- Vízartály: 2 liter (tömlőn át történő páraelvezetésre is van lehetőség)
- Ruhaszárító mód
- Időzíthető működés
- Maximum légáram: 110 m³/óra

3 év
garancia

18m²

Szuper ár!

59.990 Ft

Jav. fogy. ár:
69.990 Ft



Olimpia Splendid Aquaria páramentesítő készülékek

OLIMPIA SPLENDID HOME OF COMFORT	Aquaria 10"Basic" páramentesítő	Aquaria 20 "WIFI" páramentesítő
Cikkszám	GYOA10	GYOA20
Párátlanítási kapacitás	10 L /24 óra	20 L /24 óra
Tartály űrtartalma (liter)	2	5
Légáram sebessége (m ³ /óra)	110	170
Ajánlott alapterület kb (m ²)	15-18	30-35
Zajszint max (dB)	40	38
Termék méretei (mm)	293x487x218	367x610x274
Hőmérséklet kijelző	✓	✗
Páratartalom kijelző	✓	✓
Időzítő	✓	✓
Állítható ventilátor sebesség (3 fokozat)	✓	✓
Szárító funkció	✓	✓
HEPA szűrő	✗	✓
Aktívszén szűrő	✓	✓
Porszűrő	✓	✓
Gyerekzár	✗	✓
Wi-fi vezérlés	✗	✓

Hatékony otthoni fájdalomcsillapítás mellékhatások nélkül!

VIVAMAX

Mit jelent a TENS kezelés?

A TENS kezelés olyan **gyógyszermentes fájdalomcsillapító módszer**, amely elektromos ingerek, azaz impulzusok segítségével aktiválja a test fájdalmat elnyomó mechanizmusait. Ennek hatására csökken vagy megszűnik a fájdalomérzet. Elsősorban mozgásszervi eredetű fájdalmak esetén hatásos.

Hozzászokhat a szervezet a TENS kezeléshez?

A válasz röviden: igen! A hagyományos TENS programok ugyanis állandó frekvenciájú, azonos ütemben ismétlődő impulzust adnak le. Az agy egy idő után ezeket a jeleket felismeri és "kiszűri", így hozzászokhatunk, ezáltal a fájdalomcsillapító érzet csökkenhet.

A megoldás a modulált mód, azaz a kezelés paramétereit (pl. az impulzus frekvencia, időtartam, amplitúdó) folyamatosan változtató TENS program, ami a hozzászokás megelőzését szolgálja. A modulált módnak köszönhetően a **TENS kezelés alkalmassá válik krónikus, hosszú ideje fennálló fájdalmak tartós kezelésére is.**

VIVAMAX TIPP: Lehetőség szerint **modulált móddal rendelkező TENS készüléket vásároljon**, hogy megelőzze a kezeléshez való hozzászokást!

Mi a különbség a TENS és az EMS készülékek között?

Működési elvük hasonló, azonban a **TENS kezelés** kizárólag **az idegeket stimulálva éri el a fájdalomcsillapító hatást**, addig az elektromos izomstimuláció (**EMS**) **alapú eszközöket az izmok aktiválására fejlesztették ki**. Az EMS összehúzódnásra készíti az izomrostokat, optimalizálja az izomműködést, **erősítheti az izmokat** (tehát alakformálásra is használható), valamint hozzájárulhat az izmok rehabilitációjához.

Még több információ a TENS/EMS készülékek működéséről a **Vivamax Egészség blogon!**



T3 kombinált TENS és EMS készülék

VIVAMAX - GYVTT3

Akkumulátoros kivitel szemléletes kijelzővel!

- Fájdalomcsillapítás és izomstimulálás egyben
- 60 választható program: 30 TENS, 27 EMS és 3 masszázsmód
- 2 csatornás kivitel
- 40 intenzitásfokozat
- **Modulált mód** a hozzászokás megelőzésére
- 4 db 5x5 cm-es elektródatappancs
- Magasabb impulzus frekvencia: 2 Hz-120 Hz
- Szemléletes LCD kijelző

19.990 Ft

Jav. fogy. ár:
23.990 Ft



EP

2 év
garancia

T2 kombinált TENS és EMS készülék

VIVAMAX - GYVTT2

- Fájdalomcsillapítás és izomstimulálás egyben
- 22 választható program: 9 TENS, 8 EMS és 5 masszázsmód
- 2 csatornás kivitel
- **Modulált mód** a hozzászokás megelőzésére
- 40 intenzitás fokozat
- 4 db 5x5 cm-es elektródatappancs

15.990 Ft

Jav. fogy. ár:
17.990 Ft



EP

2 év
garancia


Hasznos TENS KIEGÉSZÍTŐK bármely testrészre!




GYVTDDK
Derékkezelő egység



GYVTKK
Könyökkezelő egység



GYVTTEMS
Extra méretű elektróda



GYVTTEK
Kör alakú elektróda



GYVTTHK
Haskezelő egység/
Alakformáló öv



GYVTTIK
Ízületkezelő egység



GYVTTKK
Térdkezelő egység



Kezelőegységek:
7.990 Ft-tól

Elektróda szettek:
1.590 Ft-tól

Miért hatékonyabb a kezelőegységek használata a hagyományos elektróda tapparecsokkal szemben? Olvassa el a **Vivamax Egészség blogon!**



"Intense Gun" terápiás masszázspisztoly

VIVAMAX - GYVM36

2 év
garancia

VIVAMAX

A masszázspisztoly extra erős, magas frekvenciájú precíziós masszázzsal aktiválja az izmokat, serkenti a véráramot, jelentősen csökkentheti az izmok regenerálódási idejét és enyhíthet egyes izompanaszokat.

- Szuper intenzív masszázs
- Vezeték nélkül használható
- Hosszú, akár 6 órás üzemidő
- Cserélhető masszázsféjek

Masszázsféjek



Intenzív és hatékony!

Kiknek ajánljuk elsősorban a szuper intenzív vibrációs masszázst?

- ✓ Ülőmunkát végzőknek izommerevség és izomfeszülés esetén
- ✓ Stressz okozta izommerevség és izomgörcsök kezelésére
- ✓ Fizikai munkát végzőknek az izmok regenerálására
- ✓ Sportolóknak edzés előtti bemelegítésre, illetve az izmok regenerálására
- ✓ Sport és egyéb sérülések regenerációjának felgyorsítására



Szuper ár!

39.990 Ft

Jav. fogy. ár:

49.990 Ft

Kapcsolódó ajánlatunk

Vitality kézi masszírozó

VIVAMAX - GYVMK3

Szuper ár!

9.990 Ft

Jav. fogy. ár: 13.990 Ft



Hogyan használjuk jól a masszázspisztolyt? – Tippek és tanácsok a **Vivamax Egészség blogban**





Deluxe univerzális masszírozó akkumulátorral


VIVAMAX – GYVM43


2 év
garancia


VIVAMAX

 **Beépített akkumulátor**
vezeték nélkül is használható.

 **Autós adapter**
szivargyújtóról autóban is működtethető.

 **Shiatsu masszázs**
tradicionális ujjnyomásos masszázs 4 db masszázsgörgővel.

 **Univerzális használat**
a nyaki rész mellett számos más testrészén (pl. derék, hát, láb,
stb.) is használható.

 **Kényeztető hőterápia**
a kellemes meleg fokozza a shiatsu masszázs jótékony hatását.

 **Választható energiatakarékos üzemmód**



-28% Szuper ár!

24.990 Ft


Jav. fogy. ár:
34.990 Ft




Deluxe lábmasszírozó

VIVAMAX – GYVM28

2 év
garancia

 **Légpárnák**
intenzív masszázs a lábfejek ellazítására

 **Hőterápiás görgők**
a talp stimulálása "előre-hátra" mozgással

 **Forgó görgők**
intenzív forgómozgással stimulálják
a talp akupresszúrás pontjait



-28% Szuper ár!

49.990 Ft


Jav. fogy. ár:
69.990 Ft

Vitality lábmasszázs készülék

VIVAMAX – GYVM20

2 év
garancia

 **Masszírozó párnák**

 **Hőterápiás masszírozó golyócskák**

 **Forgó görgők**

- Görgős masszázs a talpon, párnás masszázs a bokánál
- 3 automata masszázsprogram
- Távirányító



Szuper ár!

39.990 Ft

Jav. fogy. ár:
49.990 Ft

VEERA KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK EZÜST IONOKKAL

EP

Esztétikum és egészségmegőrzés!

Kiváló minőségű orvostechnikai eszközök megelőzésre és korai tünetek kezelésére! Tündököljön a szakadásmentes kötési technológiával készült, ezüst ionokkal dúsított, esztétikus Veera harisnyákban! Viseljen kompressziós harisnyát és óvja, őrizz meg lába egészségét, frissességét!

Miért érdemes Veera terméket választani?



KOMPRESSZIÓ

A megerősített sarokrész elősegíti a kompresszió helyes elosztását.



MINŐSÉG

Egyedi, rendkívül ellenálló, méhsejt mintájú kötési technika, mely garancia a tartósságra és az intenzív kompresszió legalább 6 hónapos megőrzésére.



KÖNNYEDSÉG

Hosszan tartó könnyed, légies érzés a lábaknak!



FRISSESSÉG

Ezüst ionokkal dúsított szövettechnológia a hosszan tartó frissesség és higiénia érdekében!



TARTÓSSÁG

A speciális duplaszálás kötésteknikának köszönhetően a termékeken nem fut fel a szem.



Veera

SILVER+



Mikroszálás termékek – melegbb érzet!

Térdharisnya	Harisnya
140 DEN GYEKM140...	70 DEN GYEKM70...
3.590 Ft	4.990 Ft

Harisnyák		Combfixek			Térdharisnyák					
	40 DEN GYEKH40... 3.990 Ft		70 DEN GYEKC70... 5.490 Ft	140 DEN GYEKC140... 8.990 Ft	140 DEN nyitott lábfejjel GYEKC140... 8.990 Ft		40 DEN GYEKT40... 2.690 Ft	70 DEN GYEKT70... 3.590 Ft	140 DEN GYEKT140... 3.590 Ft	140 DEN nyitott lábfejjel GYEKT140... 3.590 Ft

További modelljeinket keresse az üzletekben és a webáruházakban!

Komplett útmutató a megfelelő kompressziós harisnya kiválasztásához a **Vivamax Egészség blogban!**



Hordozható légpárnás vénamasszírozó

ECOLOGIC - GYELVM

A lábszár keringési rendellenességeinek kezelésére!

- Könnyen felhelyezhető, tépőzáras mandsetta
- Méretre igazítható: vádli körméret kb. 36-48 cm
- Vezeték nélküli használat beépített akkumulátorral
- Egyszerűen értelmezhető vezérlőegység LCD kijelzővel
- 3 féle kezelési mód, mindegyik módban választható intenzitás 3 fokozatban
- Hőterápiás funkció a hatás fokozására

A légpárnás masszázs segíthet:

- Javíthatja a vér- és nyirokkeringést
- Csökkentheti a nehézláb érzést és a lábduzzanatot
- Használható visszeres láb kiegészítő kezelésére

22.990 Ft

Jav. fogy. ár:
25.990 Ft



Kiszervezés:
1 db/csomag!

Légpárnás vénamasszírozó

VIVAMAX - GYVTVM

2 év
garancia

Revitalizáló és vérkeringés serkentő masszázs a teljes lábon!

- Kompressziós masszázs légpárnák segítségével (11 légkamra a lábszáron és 6 légkamra a combon)
- A lábszár és a comb mandsetták külön-külön is használhatók
- Csökkenti a nehézláb-érzést és a lábduzzanatot
- Javíthatja a vér- és nyirokkeringést
- Narancsbőr kezelésére is alkalmas, karcsúsító, feszesítő hatású is lehet
- 9 féle kezelési mód, 1 kezelés időtartama 20 perc
- Hálózatról és elemmel is működtethető

34.990 Ft

Jav. fogy. ár:
39.990 Ft



Digitális személymérleg

CITIZEN - GYCHMS324B

5 év
garancia

- Exkluzív design, japán precizitás
- Méréshatár: 150 kg
- Nagy teherbírású, elegáns üvegfelület
- Választható mértékegység: kg, lb, st
- Kijelzi a különbséget az előző méréshez képest
- Energiaforrás: CR2032 gombelem

6.990 Ft

Jav. fogy. ár:
7.490 Ft



Testösszetétel elemző multifunkciós mérleg

VIVAMAX - GYVBF3

3 év
garancia

- Testtömeg
- Testszír
- Izomtömeg
- Test hidratáltság
- Csonttömeg
- Ajánlott napi kalóriabevitel
- BMI - Testtömeg index

6 az 1-ben

8.990 Ft

Jav. fogy. ár:
9.990 Ft



„Hot&Cool” arckezelő készülék EMS technológiával

VIVAMAX - GYVAK1

2 év
garancia

4 szépségápoló funkció egy készülékben!

- 5 féle kezelési mód, 3 intenzitásfokozat
- Mikrovezérlés, mélytisztítás, kollagén stimuláció, hideg-meleg arcvasalás, EMS kezelés arcra, stb.
- LED fotonterápia: kék és piros fényvel
- Akkumulátoros kivitel

26.990 Ft

Jav. fogy. ár:
29.990 Ft

4
szépségápoló
funkció
1 készülékben



„Skin Max” ultrahangos mélymasszázs készülék fényterápiával

VIVAMAX - GYVUM4

2 év
garancia

- 5 program:
 - Ultrahangos mélymasszázs
 - Extra hatékonyságú mélytisztítás
 - Intenzív hidratálás és hatóanyag bevitel
 - Fényterápiás bőrmegújítás
 - Nyugtató arcmasszázs vibrációs rezgéssel
- Fényterápia 4 színnel a sejttaktivitás stimulálására
- 3 intenzitásfokozat minden kezelési módban
- Vibrációs frekvencia: 3 MHz
- Akkumulátoros kivitel

26.990 Ft

Jav. fogy. ár:
29.990 Ft



Termékbemutató videó:



...nem csak a komfortérzetet növeli, számos esetben jótékony hatással van az egészségünkre:

- Enyhíti az ízületi fájdalmakat, mérsékli a reumatikus panaszokat
- Csökkenti a hideg negatív hatását a derekunkra, óvja a vesét
- Növeli az izmok rugalmasságát, a kötőszövetek flexibilitását
- Csillapítja az izomfájdalmakat, húzódásokat, izomfeszülést
- A vérkeringés serkentésével erősíti a szervezet sejtjeinek regenerációs folyamatait

Hideg időben érdemes végtagjainkat, valamint a hőmérsékletre érzékeny testrészeket (pl. derék, térd, stb.) óvni a hideg okozta stresszhatástól és különböző meleg terápiás eszközöket alkalmazni. Jól jöhet például az elektromos lábmelegítő, ha hosszabb ideig ülünk egyhelyben (pl. az íróasztalnál), vagy kellemesen beburkolózkodhatunk TV nézés közben az elektromos melegítő takaróba, valamint a házimunka végzése közben is óvhatjuk derekunkat, vesénket egy derékmelegítő övvel.

Elektromos melegítő takaró

2 év
garancia

VIVAMAX – GYVH53

- Szabályozható hőmérséklet (3 fokozat)
- Automatikus kikapcsolás: 3 óra után
- Könnyen tisztítható, mosható
- Túlmelegedés elleni védelem
- Méret: 160 x 120 cm
- Teljesítmény: 120 W

160x120 cm

-30% Szuper ár!

16.990 Ft

Jav. fogy. ár:
23.990 Ft

Elektromos derék- és hasmelegítő tépőzárral

2 év
garancia

VIVAMAX – GYVH51

- Szabályozható hőmérséklet (3 fokozat)
- Automatikus kikapcsolás: 90 perc után
- Könnyen tisztítható, mosható
- Túlmelegedés elleni védelem
- Méret: 26 x 69 cm
- Teljesítmény: 100 W



11.490 Ft

Jav. fogy. ár:
12.990 Ft

Elektromos melegítő lepedő

2 év
garancia

VIVAMAX – GYVH42

- Szabályozható hőmérséklet (3 fokozat)
- Automatikus kikapcsolás 3 óra után
- Kijelző háttérvilágítással
- Kézzel, langyos vízben mosható
- Túlmelegedés elleni védelem
- Extra hosszú kábel (230 cm)
- Méret: 150 x 80 cm
- Teljesítmény: 60 W



12.490 Ft

Jav. fogy. ár:
13.990 Ft

Univerzális melegítő párna és lábmelegítő

2 év
garancia

VIVAMAX - GYVH52

- Szabályozható hőmérséklet (3 fokozat)
- Automatikus kikapcsolás: 90 perc után
- Könnyen tisztítható, mosható
- Túlmelegedés elleni védelem
- Méret: 42 x 66 cm
- Teljesítmény: 100 W



Lábmelegítő funkció!

12.990 Ft

Jav. fogy. ár:
14.990 Ft

Elektromos melegítő párna

2 év
garancia

VIVAMAX - GYVH18

- Szabályozható hőmérséklet (3 fokozat)
- Túlmelegedés elleni védelem
- Méret: 40 x 32 cm
- Levehető, mosható huzat
- Teljesítmény: 60 W

Szuper ár!

9.990 Ft

Jav. fogy. ár:
11.990 Ft

Memóriahabos fedőmatracok

- Magas minőségű memóriahab: hozzájárul a pihentető alváshoz
- Memóriahab sűrűsége: 50 kg/m³
- Kiegyenlíti a nyomáspontokat, megfelelő alátámasztást nyújt a gerincnek
- Levehető, mosható külső huzat
- Csúszásgátló alj és gumipántok akadályozzák a fedőmatrac elmozdulását

MEMORY plus
by vivamax



Szuper ár!

29.990 Ft-tól

Cikkszám	Méret	Vastagság	Jav.fogy.ár	Szuper ár
GYMM804	80x200 cm	4 cm	39 990 Ft	29 990 Ft
GYMM806	80x200 cm	6 cm	49 990 Ft	39 990 Ft
GYMM904	90x200 cm	4 cm	44 990 Ft	34 990 Ft
GYMM906	90x200 cm	6 cm	54 990 Ft	44 990 Ft
GYMM1404	140x200 cm	4 cm	59 990 Ft	44 990 Ft
GYMM1406	140x200 cm	6 cm	74 990 Ft	59 990 Ft
GYMM1604	160x200 cm	4 cm	64 990 Ft	49 990 Ft
GYMM1606	160x200 cm	6 cm	79 990 Ft	59 990 Ft



Citizen 517 felkaros vérnyomásmérő

CITIZEN

CITIZEN - GYCH517

- Klinikailag validált!
- Könnyen értelmezhető, nagy méretű kijelző
- Szabálytalan szívritmus kijelzés
- 99 memória tárhely
- Utolsó 3 mérés átlagolása
- Dátum- és időjelzés
- Adapter: opcionálisan vásárolható

Normál
és extra
karméretre is
(22-42 cm)

EP

5 év
garancia

-26% Szuper ár!

16.990 Ft

Jav. fogy. ár:
22.990 Ft



Vivamax felkaros vérnyomásmérő

VIVAMAX - GYV26

- Mérés közbeni elmozdulás észlelése
- 2 x 120 memóriahely
- Utolsó 3 mérés átlagolása
- Adapter: opcionálisan használható

Normál
és extra
karméretre is
(22-40 cm)

Szuper ár!

7.990 Ft

Jav. fogy. ár:
9.990 Ft



EP

3 év
garancia

Vivamax csuklós vérnyomásmérő

VIVAMAX - GYV20

- Könnyen kezelhető és hordozható
- Szabálytalan szívritmus kijelzés
- Praktikus tárolódobozzal
- 2 x 120 memóriahely
- Utolsó 3 mérés átlagolása

Szuper ár!

7.990 Ft

Jav. fogy. ár:
9.990 Ft



EP

3 év
garancia

Érintésmentes multifunkciós lázmérő

VIVAMAX - GYV8

- Testhőmérséklet, fürdővíz, bébiétel és szobahőmérséklet mérése
- Kapcsolható néma üzemmód
- Színnel jelzi a hőemelkedést és a lázat
- 32 adat tárolására alkalmas memória

Szuper ár!

9.990 Ft

Jav. fogy. ár:
11.990 Ft



4 az 1-ben

EP

2 év
garancia

Higanymentes analóg lázmérő

VIVAMAX - GYVDL1

- Környezetbarát: főként galliumot tartalmaz higany helyett
- Elem nélkül használható
- Lerázó tok külön vásárolható hozzá

1.790 Ft



Melyik lázmerőt válasszam? - Vivamax Egészség blog



VivaLight polarizált fényű lámpa

VIVAMAX - GYVPL

- Látható és közeli infravörös tartományokban sugároz gyógyító hatású, lineárisan polarizált fényt.
- Rendkívül magas, 99%-os polarizáltság
- Bőrre káros ultraibolya (UV) sugarakat nem sugároz!
- Színhőmérséklet: 3100 K

VIVAMAX

Szuper ár!

49.990 Ft

Jav. fogy. ár:
54.990 Ft



Orvostechnikai eszköz!

EP

3 év
garancia

További 6 színű lensét tartalmazó szinterápiaszett vásárolható: 27.990 Ft



Tippek és tanácsok a VivaLight polarizált lámpa otthoni használatához a **Vivamax Egészség blogban!**



Minden testtájéknak megvan a maga színe, amire a legérzékenyebben reagál: az arc környéke a lila, a kék és a zöld a mellkas területe, a narancs és a sárga a has és gyomor környéke, a kék a toroké. Választhatunk testrész alapján fényterápiát, ugyanakkor tanácsosabb betegségek, tünetek szerint alkalmazni az egyes színeket: A piros például aktivizál, élénkít, felszabadítja a szervezet energiáit, a csökkenésbe forduló folyamatoknak új lendületet ad. A zöld ugyanakkor kiegyensúlyoz, feloldja a feszültséget, megnyugtat, a testi és pszichikai energiát dinamikus egyensúlyban tartja.

Sokoldalú infravörös fény a család egészségéért!

Infralámpa 150 W-os izzóval

VIVAMAX - GYVIL150

Extra termékfunkciók:

- Szabályozható a kezelés intenzitása: 4 fokozat (75-150 W között)
- Választható a kezelési idő: 10, 30, 40 perc
- A lámpa dőlésszöge állítható



Időzítő
Intenzitás kapcsoló



12.990 Ft

Jav. fogy. ár:
14.990 Ft

Hogyan használja?

Védjük a szemet

Ha szükséges, akkor használjunk védőszemüveget. Soha ne nézzünk direkt a fényforrásra!

Állítható intenzitás

A kezelés céljától függően állítható a fényerő erőssége.

Távolság

Minimum 30 cm távolságra legyen a kezelendő felület, de 50-60 cm az ideális.

Kezelési idő

Napi 2-3 alkalommal max. 10-30 perc ajánlott.

Állítható dőlésszög

A kezelendő területhez igazíthatjuk a megvilágítás szögét.

További infralámpa és kiegészítők (izzók, védőszemüveg) vásárolhatók:



Valóban gyógyít az infravörös fény? Hogyan segít és mely területeket alkalmazható?



Mozgásfejlesztő és fitness eszközök kicsiknek és nagyoknak!

A gyermekkori egyensúlyfejlesztés előnyei:

- ✓ mozgásformák könnyebb összehangolása
- ✓ testtudatosság növelése
- ✓ sikeresebb sportteljesítmény
- ✓ fejlettebb problémamegoldási készség
- ✓ jobb figyelem és memória

Felnőttkorban is nagyon fontos az egyensúlyérzék fejlesztése:

- ✓ koncentráció javítása
- ✓ core izomzat megerősítése
- ✓ mobilizáció és flexibilitás növelése
- ✓ esések, balesetek megelőzése
- ✓ agyi pályák és idegrendszeri kapcsolatok aktivizálása



Olvasson tovább a Vivamax Egészség blogban az egyensúlyfejlesztés fontosságáról és a felnőttkori mozgás jelentőségéről!



Egyensúlyozó tréner

VIVAfit - GYVET

Fitness és gyógytorna gyakorlatokhoz egyaránt kiváló!

- Edzés/torna közben instabil közeget hoz létre, mely segít munkára bírni az izmokat
- Segítségével fejleszthetjük állóképességünket és egyensúlyérzékünket is
- Használata növeli az ízületi stabilitást, így a sérülések megelőzésére is alkalmas
- Átmérő: 58 cm, maximális teherbírás: 200 kg



29.990 Ft

Jav. fogy. ár:
33.990 Ft

Pumpával és két rugalmas gumikötéllel!



Balance Board egyensúlyozó és fejlesztő eszköz

Új!



VIVAfit - GYVBB

- Az instabil közeg a célzott izomerősítést segíti elő
- Intenzív izommunka és mélyizmok aktivizálása
- Egyensúlyérzék és mozgáskoordináció javítása



6.990 Ft

Jav. fogy. ár:
7.490 Ft



Egyensúlyozó palló **Új!**

VIVAfit - GYVEP

- Egyensúlyérzék és mozgáskoordináció fejlesztése
- Serkenti az izommunkát, erősíti a helyes testtartásért felelős izmokat
- Javítja a stabilizációs képességet
- Maximális terhelhetőség: 100 kg
- Méret: 90 x 29 x 1,5 cm; iv magassága: 19 cm



11.990 Ft

Jav. fogy. ár:
13.990 Ft



Akupresszúrás masszázsszőnyeg

VIVAfit - GYVAMSZ

- A talp reflexpontjainak stimulációja fejleszt és vitalizál
- 150 db különböző méretű és formájú kavics stimulálja a talp idegvégződéseit
- Javíthatja a mozgáskoordinációt
- Serkenti a vérkeringést
- Méret: 35 x 120 cm

6.990 Ft

Jav. fogy. ár:
7.990 Ft



Új!

Szenzoros masszázsszőnyeg (8 db/lap)

VIVAfit - GYVSZMSZ

- Ortopédiai és szenzoros fejlesztés lépésről-lépésre
- Az egyenetlen talajon járás stimulálja a talp idegvégződéseit és ezáltal vitalizálhat
- Elősegítheti a mozgáskoordináció fejlődését és a testérzékelés alakulását
- 1 db lap mérete: 25 x 25 cm
- 4 féle mintázat, 8 féle szín eltérő kombinációban

22.990 Ft

Jav. fogy. ár:
24.990 Ft



Figyelem!
A 8 masszázslap színe
csomagonként eltérhet!

Gimnasztikai labdák

VIVAfit - GYVGL35-től

Fitness és gyógytorna gyakorlatokhoz egyaránt kiváló!

- Hátizmok erősítésére is
- Javítja a testtartást és az egyensúlyérzékletet
- 4 féle színben és 7 féle méretben kapható

2.990 Ft/db-tól

Tartozék
pumpával!




Tüskés egyensúlyozó párnák

VIVAfit - GYVTE

Intenzív izommunkára készítet és akupresszúrás stimulációt biztosít (2 db/kiszerezés)

3.990 Ft

Jav. fogy. ár:
4.990 Ft



Dinamikus ülőpárnák

VIVAfit - GYVBD; GYVBDF

Egyensúlyozó párná - hosszantartó üléshez vagy egyensúly- és jóga gyakorlatokhoz

3.990 Ft/db

Jav. fogy. ár:
4.990 Ft




Tüskés masszírozó labdák





VIVAfit - GYVTML...

Céltott akupresszúrás masszázásra és izomlazításra

990 Ft/db-tól



Miért válassza a Vivamax márkát?

-  **25 év tapasztalat** az egészségmegőrzésben
-  **Kiváló ár-érték arányú** termékek
-  **Megbízható minőség**, legtöbbször **megnövelt garanciaidőkkel**
-  **Innovatív termékválaszték**
-  Egyedi (kifejezetten a **magyar piacra fejlesztett**) **megoldások**
-  **Országos partnerhálózat szakértő eladókkal**
-  **Gyors és precíz ügyfélszolgálat**, valamint **márkaszerviz**
-  **Hasznos blog tartalmak** egészség témakörben, szakértői írások
-  Számos **pozitív vásárlói értékelés** különböző internetes felületeken

25 éve
az egészségtudatos
emberek szolgálatában!
VIVAMAX

Kövessen minket!



Facebook



Instagram



YouTube



Pinterest



Weboldal

Részletes termékismertető leírások, termékbemutató videók, blogcikkek és érdekes szakértői írások



Az ármejelöléseknél a kisebb betűvel feltüntetett „**javasolt fogyasztói árak**” a forgalmazó/importőr kiskereskedelmi weboldalán (www.vivamax.hu) használt fogyasztói árak (egyben a viszonteladó partnerek számára ajánlott fogyasztói árak is), melyektől egyes viszonteladók eltérhetnek.

Az újságban szereplő „**aktuális fogyasztói áraink**” a címlapon megjelölt időpontig, illetve a készlet erejéig érvényesek! Amennyiben egy, a kiadványban szereplő termék rajtunk kívülálló okok miatt (pl. szállítási nehézségek) nem áll rendelkezésre a kampány kezdetére, az adott ajánlat lejáratát (maximum a csúszás idejével) igény esetén meghosszabbítjuk! EP logóval jelölt termékeink elszámolhatók egyes **egészségpénztárakban**, de vásárláskor kérje az eladó vagy az egészségpénztár segítségét! A kiadvány adatainak összeállításakor a legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére előforduló esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk! Amennyiben viszonteladónk üzletében átmeneti akciós készlethiányt tapasztal, a terméket rendelésre rövid időn belül pótoljuk. A kiadványban közölt információk tájékoztató jellegűek. Teljes körű felvilágosításért, kérjük, keressen minket központi elérhetőségeinken: +36-1/889-9080; info@vivamax.hu